



ZUBEHÖR



seitengitter
3-teilig



seitengitter-
erhöhung



seitengitter-
schutz



aufrichter



infusionshalter



bettleuchten



matratzen



Serviceberatung für Senioren- und Pflegeeinrichtungen
Hans-Joachim Ofschonka – Luisenstraße 39 – 59514 Welver
Tel. 02384 / 2693 Fax: 02384 / 911 098 / www.ssp-serviceberatung.de

Februar 2011

NEU ! NEU ! NEU !

Seitensicherungs-Netz

Passend für alle Pflegebetten und Seitengitter



Pflegeanleitung

Reinigung in der Waschmaschine bis 60°C





Serviceberatung für Senioren- und Pflegeeinrichtungen
Hans-Joachim Ofschonka – Luisenstraße 39 – 59514 Welper
Tel. 02384 / 2693 Fax: 02384 / 911 098 / www.ssp-serviceberatung.de
www.ssp-news.de

NEU !!!

Fallschutz – Abrollmatte



Die Abrollmatte soll die Bewohner und Patienten vor Sturzfolgen beim Fall aus dem Pflegebett schützen. Ihr Schaumkern dämpft die Wucht des Aufpralls und die abfallende Formgebung bietet eine zusätzliche Abrollmöglichkeit.

Sie hilft freiheitsentziehende Maßnahmen (FEM) jeglicher Art zu vermeiden.

Der Keil besteht aus einem weicheren Schaumstoff um die Wucht des Aufpralls noch besser zu absorbieren. Die 3-teilige klappbare Matte lässt sich platzsparend zusammenklappen und leicht verstauen.

In Verbindung mit einem Patientenüberwachungssystem ist eine hohe Sicherheit der Pflegebedürftigen gewährleistet. Die Ideallösung ist natürlich die Kombination mit einem Niedrigbett. Sollte das Bett hochgefahren sein, kann die Matte einfach unter das Bett geschoben werden. Die Matte lässt sich aber auch einfach zusammen - klappen und in die Ecke stellen.

Bezug:

Zur besseren Reinigung sind die Matten mit einem robusten Kunstlederbezug ausgestattet.

Farben:

Ausführung Niedrigbetten: Oberseite beige, Unterseite dunkelgrau

Ausführung klappbar: Oberseite und Unterseite beige

Abmessung: Ausführung Niedrigbetten: 90x180x (20-5) cm

Ausführung klappbar: 60x180x6 cm (zusammengeklappt: 60x60x18 cm)

Seitengittererhöhung um 20 cm



Seitenpolster beiges Kunstleder, abwaschbar



Seitensicherungs-Netz passend für alle Pflegebetten und Seitengitter



Wandabweisrolle



Keine Beschädigung mehr
an den Wänden!

Rollen drehen sich nach allen Seiten

Hans-Joachim Ofschonka
Luisenstraße 39
59514 Welver
Telefon: 02384 / 2693
Telefax: 02384 / 911098
Mobil: 0160 / 90 94 61 06
info@ssp-serviceberatung.de

Aktuelles und Neuheiten
finden Sie auf der Seite:
www.ssp-news.de

Unser großes Standard-
programm sehen Sie unter:
www.ssp-serviceberatung.de

Serviceberatung für
Senioren- und Pflegeeinrichtungen

Zubehör für Pflegebetten und praktische Hilfen



Bettentransportgerät




einfache Bedienung

problemlos durch engste Türen



Rufen Sie uns an!

Doppelstecker



Nur noch eine Zuleitung !

Hier können Sie externe Geräte wie:
Bettlampen oder Wechseldruck-
aggregate anbringen.

Lieferung incl. Spiralkabel

Bettlampen



MODELL: „hellweg“
Pflegebettleuchte
20 Watt/12 Volt, mit Stecker-
transformator 230 Volt, incl. Schnur-
schalter mit beleuchteter LED als
Orientierungslicht, titanfarben, Flexarm,
incl. Leuchtmittel, doppeltes mattiertes
Schutzglas vor dem Leuchtmittel.
Ausladung
ca. 400mm, Höhe ca. 1006mm.
Leuchtenkopf aus schlagfestem
Kunststoff, geringe Wärmeentwicklung.
Die Leuchte wird mittels Adapter in der
Aufrichteraufnahmebuchse des
Pflegebettes befestigt.